




Dr. Arrivo-II

TOP OF THE BEAUTY

芸術美の頂点へといざなう…
世界初ヒーリングサウンドシステムを搭載した
究極のウルトラパルスマシーンが
今宵、覚醒する…



Dr. Arrivo-II



- ・ULTRA PULSE®システムで、痛みもなくどなたでも安全にご使用できます。
- ・従来の一点でしか注入できなかった嬉しい成分を、皮膚の「面」に均一にトリートメントが可能です。
- ・お肌にも最も重要なトリートメントがいくつものエネルギーの作用により同時ケアできます。

ウルトラパルス®

コラーゲンやヒアルロン酸といった高分子成分は、皮膚表面から肌奥深くへ浸透しにくいといわれています。ウルトラパルス®は、一切痛みがない電気穿孔(せんこう)法を応用した雷電パルスを考えることにより、お肌に塗布したエッセンスの効果を最大限に生かします。
※ドクターアリーヴォIIは目元・リップ・顔・さらに髪には不可能な音波(電磁波以外)にもご使用可能です。

EMS

素子を4重採用し、且つ特殊パルスを使うことで交流電気がスクランブルに作用し、マイクロウェーブを起こします。やさしいウェーブを筋肉部に働きかけることで筋収縮運動が起こり、肌を引き締め、ハリ感や弾力感を実感できます。

中・高周波

高周波は電極間の最短距離を流れようとする特徴があります。高周波を生体組織に流した場合、高周波の特徴と生体組織の電力抵抗によってエネルギーの高みや導電率が決まり、そこで発熱します。ドクターアリーヴォIIはお肌に負担のかからないよう、やさしい90kHzの高周波を使用しているのも特徴です。

LED

1.トータルフォトポレーション(全灯)

青・黄・赤の3種類のLEDを使用。トータルなエイジングケアに、肌本来の美しさを引き出し、悩みを抱えるお肌を美しく。
※トータルフォトポレーションモードをご使用の際は、専用美容液パーフェクトエッセンスFをご使用下さい。

2.LED レッドフォトポレーション

620nm(±10nm)を使用。小じわが気になる方、お肌の疲れを感じる方に、ハリを与え、ツヤのある弾力肌へ。
※レッドフォトポレーションモードをご使用の際は、集中美容液ディアーミス DWSをご使用下さい。

3.LED イエローフォトポレーション

590nm(±10nm)を使用。しみやくすみ気になる方に、明るく透明感のある印象肌へ。
※イエローフォトポレーションモードをご使用の際は、集中美容液ディアーミス SWSをご使用下さい。

4.LED ブルーフォトポレーション

415nm(±10nm)を使用。アクネや皮脂が気になる方に、肌荒れをケアし、清潔肌へ。
※ブルーフォトポレーションモードをご使用の際は、集中美容液ディアーミス PCSをご使用下さい。

5.LED フラッシュトリーニング(全灯)

青・黄・赤の3種類のLEDを点滅させて使用。独自のLEDフラッシュトリーニング作用にて美容液の浸透効率を更にサポートし、各ケアを行います。全体の最終仕上げにご使用ください。
※フラッシュトリーニングモードをご使用の際は、専用美容液パーフェクトエッセンスFをご使用下さい。

2種類のバイブレーションシステム

せじ感と言われる、肌流れ・くすみ・たるみは、若さを失った肌起こる現象です。心地よいマイクロウェーブがお肌を優しく刺激することで、老廃物の排出を助け、フェイス全体の緊張を緩和し、爽やかなリラックス効果を感じることが出来ます。同時に皮膚のキメを整え、お肌のハリ・ツヤ・リフトケアをサポートします。

ヒーリングサウンドシステム

トリーニングをしながら、好きな音楽を聴くことが出来ます。心地よい音楽を聴きながら、エグゼクティブなお時間・贅沢なトリートメントをお楽しみください。

<仕様>

製品名: Dr. Arrivo II(ドクター・アリーヴォ・ツー) 電源定格入力AC100~240V 50/60Hz 消費電力最大10W 出力周波数90kHz
LED波長:青415nm(±10)/黄590nm(±10)/赤620nm(±10) 外形:最大160×70×55 重量:約174g タイマー:10分 定価136,500円(税込)